



SILANIZOWANE WKŁADY CYLINDRYCZNE Z WŁÓKNA SZKLANEGO FIRMY BIOLOREN

Sprzedawane w ponad 40 krajach













TERAZ  
DOSTĘPNE  
W POLSCE

ASORTYMENT 40 WKŁADÓW  
W 4 RÓŻNYCH ROZMIARACH  
(Ø1.7, Ø1.4, Ø1.2, Ø1.0)



### PROCES CEMENTOWANIA

-  1. Dostosowanie wkładu do kanału
-  2. Preparacja kanału wiertłem od 6-8 mm
-  3. Dezynfekcja kanału
-  4. Wytrowianie
-  5. Obfite spłukanie
-  6. Bonding
-  7. Aplikacja cementu
-  8. Umieszczenie wkładu
-  9. Rekonstrukcja przestrzeni
-  10. Nadanie kształtu

Zadzwoń i sprawdź nasze ceny!!! +48 788 764 448

Zadzwoń i sprawdź nasze ceny!!! +48 788 764 448